

Медицинский компрессионный трикотаж:

медицинская эффективность – привлекательный вид – легкий уход

Надевайте компрессионный трикотаж утром, сразу после того, как встали с постели.

Инструкция по надеванию компрессионных изделий с закрытым носком

Выверните гольфы (чулки или колготки) наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильное положение пяточной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания.

Инструкция по надеванию компрессионных изделий с открытым носком

Наденьте на ступню специальный носочек, улучшающий скольжение трикотажа. Соберите в гармошку верхнюю часть изделия и надевайте его поверх специального носочка. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Обратите внимание на правильное положение пяточной части. Удалите специальный носочек, вытянув его вперед. Расправьте изделие на тыльной и подошвенной сторонах стопы так, чтобы оно достигало основания пальцев. Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания.

Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх, то опустите его вниз до уровня лодыжек и затем снова расправьте, не растягивая так сильно.

Особые указания

Простое приспособление medi Butler решает проблему надевания компрессионного трикотажа у пожилых, малоподвижных и ослабленных пациентов, экономит силы и время. Вы можете приобрести medi Butler в специализированных салонах.

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионные гольфы (чулки или колготки) лучше скользили по коже.

Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца. Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки.

Консультанты специализированных салонов дадут Вам рекомендации, как правильно надевать и снимать изделие лечебного трикотажа, ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям.

Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия.

Компрессионный трикотаж medi устойчив к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия.

Показания

Синдром «тяжелых ног». Склонность к отекам. Профилактика варикозной болезни у беременных. Ретикулярный (сетчатый) варикоз, телеангиоэктазии. Функциональные флебопатии. Профилактика тромбоза глубоких вен. Варикозная болезнь, в том числе у беременных. Варикотромбофлебит. Посттромбофлебитическая болезнь. Варикозная болезнь с трофическими расстройствами и отеками. Хроническая венозная недостаточность. Компрессионная терапия после флебосклерозирования и хирургических вмешательств на венах нижних конечностей. Посттравматический или послеоперационный отек. Лимфовенозная недостаточность. Лимфедема. Врожденные флебодисплазии. Компрессионное лечение будет наиболее эффективным, если Вы предварительно проконсультируетесь у врача-флеболога.

Противопоказания

Согласно рекомендациям «Общества Флебологов Германии», 1996, German Journal "Phlebologie":

Абсолютные: тяжелые формы облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность, септический флебит, синий болевой флебит.

Относительные: острая инфекция кожи и мягких тканей, повышенная чувствительность к ткани компрессионных изделий, тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, хронический полиартрит.

Компания medi не несет ответственности за использование компрессионного трикотажа при наличии вышеперечисленных противопоказаний.

Инструкция по стирке

Первый раз стирайте Ваши компрессионные гольфы (чулки или колготки) отдельно от другого белья. Компрессионный трикотаж следует стирать вручную (40°C) или в стиральной машине, в деликатном режиме ежедневно, особенно если Вы применяете мази или кремы для ног. Используйте моющие средства для цветного белья, не содержащие отбеливатели и кондиционеры! После стирки многократно прополощите компрессионные гольфы (чулки или колготки), аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте влажные компрессионные изделия лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите компрессионный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.

Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Защищать от жары и влаги. Максимальный срок хранения 36 месяцев. При ежедневном использовании и стирке лечебная компрессия сохраняется в течение 6 месяцев.